



Acetylsalicylsäure

Präanalytik Blutentnahme am Ende eines Dosierungsintervalls


Testparameter Salicylsäure (Serum)

Salicylsäure (Urin)

Material Serum, 1 mL

Urin, 10 mL

Therap. Bereich

	Serum	Urin
	2 - 25 mg/dL	< 10 mg/dL
Tox. Bereich	 > 30 mg/mL	

Methode PHOT


Qualitätskontrolle Zertifikat Serum

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie

Analysenkosten EBM, GOÄ

Nomogramm Beurteilung des Schweregrades einer akuten Intoxikation durch einmalige Aufnahme von Salicylsäure oder Salizylsäuresalzen ohne Niereninsuffizienz (nach Späth 1982).





Acetylsalicylsäure

Stoffgruppe

Analgetika, Antipyretika

Handelsnamen

	weitere Wirkstoffe
Acesal	
Aggrenox	
Alka-Seltzer	
Aspirin	
Aspirin Coffein	<u>Coffein</u>
Aspirin Complex	
Aspirin plus C	<u>Ascorbinsäure</u>
ASS	
ASS + C	<u>Ascorbinsäure</u>
Axanum	
Boxazin	<u>Ascorbinsäure</u>
Dolomo	<u>Paracetamol, Coffein, Codein</u>
Dolopyrin	<u>Paracetamol, Coffein</u>
Dolviran	<u>Codein</u>
DuoCover	
DuoPlavin	
EUDORLIN	<u>Coffein</u>
Fibrex	<u>Paracetamol</u>
Godamed ASS TAH	
Godamed	
Grippal	<u>Paracetamol, Ascorbinsäure</u>
HA-Tabletten N	<u>Paracetamol, Coffein</u>
HerzASS	
Melabon	<u>Paracetamol, Coffein</u>
Mipyrin	<u>Paracetamol, Coffein</u>
Neuralgin	<u>Paracetamol, Coffein</u>
Neuranidal	<u>Paracetamol, Coffein</u>
Novo Petrin	<u>Paracetamol, Coffein</u>
ratiopyrin	<u>Paracetamol, Coffein</u>
Thomapyrin	<u>Paracetamol, Coffein</u>
TITRALGAN	<u>Paracetamol, Coffein</u>
Togal	
Togal Classic Duo	<u>Paracetamol</u>
Togal + Vitamin C	<u>Ascorbinsäure, Coffein</u>