



Alkohol

Material	<u>Vollblut</u> , 10 <u>mL</u> , in Originalröhrchen ▶ Keine alkoholhaltigen Desinfektionsmittel verwenden. Röhrchen nicht öffnen, für Alkoholbestimmungen bitte immer ein separates Röhrchen abnehmen.
Referenzbereich	< 0,1 ‰ 0,02 - 0,03 ‰ physiologischer Blut-Alkoholspiegel
Methode	<u>PHOT</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>