



## B-Lymphozyten

<b>Material</b>	<u>EDTA-Blut</u> , 2,7 <u>mL</u> (Blutbildröhrchen), nicht kühlen!  Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt.
<b>Methode</b>	<u>FC</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b>Siehe</b>	<u>Lymphozytendifferenzierung</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Zelluläre Immunologie / Immungenetik</u>
<b>Analysenkosten</b>	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>