



## Blut, okkultes

<b>Material</b>	<u>Stuhl</u> , bohnen große Probe in sterilem Röhrchen alternativ: Haemocult, hemoFec, hemoCare
<b>Referenzbereich</b>	nicht nachweisbar  Zur Erhöhung der Sensitivität werden Untersuchungen an drei aufeinander folgenden Tagen bzw. von drei Stuhlportionen sechs bzw. neun Proben empfohlen.
<b>Methode</b>	POX-Reaktion
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b>Siehe auch</b>	▶ Hämoglobin-/Haptoglobinkomplex (Stuhl) ▶ <u>Darmkrebs Risiko und Vorsorge</u> (Patienteninformationen 2004)
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
<b>Analysenkosten</b>	<u>EBM, GOÄ</u>