



EMA-Test

Diagnose der hereditären Sphärozytose.

Material

EDTA-Blut, 2,7 mL (Blutbildröhrchen) (MV), nicht kühlen!

Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen.

Referenzbereich

100 %

Im Vergleich zum Normalbefund ist bei betroffenen Personen eine um ca. 25% - 30% verminderte mittlere Fluoreszenzintensität nachweisbar.

Methode

FC

Qualitätskontrolle

intern

Anforderungsschein

Download und Analysenposition

Auskünfte

Zelluläre Immunologie / Immungenetik

Analysenkosten

EBM, GOÄ