



Fluorid

Testparameter Fluorid (Serum)

Fluorid (Urin)

Material **Serum**, 3 mL

Urin, 50 mL Bitte keine Glasgefäße verwenden!

Referenzbereich

	[µg/L]	[mg/L]
Serum	< 30	
Urin		< 1

Therap. Bereich

Serum	100 - 300	
--------------	-----------	--

Methode [ISE](#)

Qualitätskontrolle [Zertifikat Serum](#) [Zertifikat Urin](#)

Anforderungsschein [Download](#) und [Analysenposition](#)

Auskünfte [Klinische Chemie und Toxikologie](#)

Analysenkosten [EBM](#), [GOÄ](#)