



Fruktose (Blut)

Die Untersuchung ist nur im Rahmen eines Fruktosetoleranztests indiziert.

Material	NaF-Plasma, 1 <u>mL</u> (bevorzugt), <u>NaF-Blut</u> , 2 mL
<u>Referenzbereich</u>	10 - 60 mg/L
Methode	<u>PHOT</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Funktionstests	<u>Fruktosetoleranztest</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>