



## Fruktose (Sperma)

<b>Präanalytik</b>	Frisch gewonnenes Sperma 30 Min. bei Zimmertemperatur halten und dann tiefrieren (-20 °C).
<b>Material</b>	Sperma, 3 mL, <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
<b>Referenzbereich</b>	> 1.200 µg/mL
<b>Methode</b>	<u>PHOT</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
<b>Analysenkosten</b>	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>