



Hämoglobin-/Haptoglobin-Komplex (Stuhl)

Material	<u>Stuhl</u> , 1 g in sterilem Röhrchen
<u>Referenzbereich</u>	< 2 µg/mL Zur Erhöhung der Sensitivität werden Untersuchungen an drei aufeinander folgenden Tagen bzw. von drei Stuhlportionen sechs bzw. neun Proben empfohlen.
Methode	<u>Elisa</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Siehe auch	<u>Darmkrebs Risiko und Vorsorge</u> (Patienteninformationen 2004)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>