



IgG-Allergentests

Verzeichnis

Das alphabetische Verzeichnis der IgG-Allergentests (Abbildung 1) finden Sie auf der [Startseite](#) im Pull-Down-Menü auf der oberen linken Bildschirmhälfte. IgG-Allergentests auswählen (1). Durch Anklicken des Anfangsbuchstabens im Feld Suchindex (2) werden die zugehörigen Allergene aufgelistet. Nach Anklicken der Allergene (3) erhalten Sie weitere Informationen über Untersuchungsmaterial etc.

1 IgG-Allergentests

Suchindex:

2

A	B	C	D	E	F		H	I		K		M
N		P		R		T		V	W			

zur Stichwortsuche hier klicken

3

- Alpha-Lactalbumin
- Alternaria-Antikörper
- Aspergillus-Antikörper
- Aureobasidium pullulans-Antikörper

Abbildung 1

- 1 IgG-Allergentests wählen
- 2 Anfangsbuchstaben des Allergens anklicken
- 3 Allergen aus Liste auswählen und anklicken

Material

Serum, 1 mL

- ▶ Bei mehreren Untersuchungen zusätzlich mindestens 0,1 mL Serum pro Untersuchung.
- ▶ Allergene bitte angeben.

Methode

Die Untersuchungen auf allergenspezifisches IgG werden mit verschiedenen Methoden (ImmunoCAP-System mit [Elisa](#), [FIA](#) oder [IIFT](#)) durchgeführt. Die IgE-Standards der ImmunoCAP-Methode sind gegen die 2. Internationale Referenzpräparation 75/502 für humanes IgE der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kalibriert.

Qualitätskontrolle

Siehe Einzelverfahren

Anforderungsschein

▶ [Download](#)

Auskünfte

Siehe Einzelverfahren