



Interleukin 6

Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-Plasma</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL, <u>gekühlt</u> (4 - 8 °C) oder <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
<u>Referenzbereich</u>	< 3,4 pg/mL
Methode	<u>CMIA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<u>Arteriosklerose - Risikoabschätzung mit Labortests</u> (Patienteninformationen 2005)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>