



Lymphozyten-Transformations-Test

Akronym	LTT
Testparameter	LTTMED Medikamenten-Stimulierung LTTMIC Stimulierung durch mikrobielle Antigene LMS Stimulierung durch Mitogene, PHA, PWM, ConA
Material	<u>Heparin-Blut</u> , 10 <u>mL</u> nicht kühlen! Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt. Der Lymphozyten-Transformations-Test dient derzeit noch ausschließlich der Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen. Aus methodischen Gründen lässt sich der Test nicht entsprechend der GLP-Richtlinien durchführen. Die Bedeutung dieser Analysen für die medizinische Diagnostik ist nicht gesichert.
Methode	<u>LST</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Zelluläre Immunologie / Immungenetik</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>