



Makro-Creatin-Kinase

Die Untersuchung wird nur nach telefonischer Rücksprache mit dem Laborleiter durchgeführt.

Akronym	Makro-CK
Material	<u>Serum</u> , 5 <u>mL</u>
<u>Referenzbereich</u>	nicht nachweisbar
Methode	Agarose-Gelelektrophorese
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Immunchemie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>