



Makro- γ -Glutamyl-Transferase

Die Untersuchung wird nur nach telefonischer Rücksprache mit dem Laborleiter durchgeführt.

Akronym	Makro- γ -GT
Material	<u>Serum</u> , 2 mL
Referenzbereich	nicht nachweisbar
Methode	FPLC (Gelpermeation) und Bestimmung der Enzymaktivität in den eluierten Fraktionen im Vergleich zu einer Makro- γ -GT-freien Kontrolle mit erhöhter Enzymaktivität.
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Immunochemie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>