



Makro-Saure Phosphatase

Die Untersuchung wird nur nach telefonischer Rücksprache mit dem Laborleiter durchgeführt.

Akronym	Makro-sP
Material	<u>Serum, 2 mL</u>
Referenzbereich	nicht nachweisbar
Methode	FPLC (Gelpermeation) und Bestimmung der Enzymaktivität in den eluierten Fraktionen im Vergleich zu einer Makro-sP-freien Kontrolle mit erhöhter Enzymaktivität.
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM, GOÄ</u>