



Opiate

Screening Semiquantitativer Nachweis von Morphin, Codein, Acetylmorphin, Heroin, Dihydrocodein, Hydrocodon und Hydromorphon im Urin.

Bestätigungstest Quantitative Bestimmung von Morphin, Codein und Acetylmorphin, Heroin, Dihydrocodein, Hydrocodon und Hydromorphon im Urin, Serum oder Plasma.

Material **Screening:** Urin, 10 mL

Bestätigung: Urin, 10 mL

Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Plasma oder Citrat-Plasma, 2 mL

Cut off

	[ng/mL]
Screening	300
Bestätigung Urin	300
Serum/Plasma	20

Methode
▶ Screening CEDIA
▶ Bestätigungstest LC-MS/MS

Qualitätskontrolle Zertifikat

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie

Analysenkosten EBM, GOÄ