



Pankreas-Amylase

Material	<u>Serum</u> , 1 <u>mL</u> oder <u>Vollblut</u> , 3 mL Bitte kein <u>Citrat-Plasma</u> , <u>EDTA-Plasma</u> oder <u>Oxalat-Plasma</u> einsenden!
Referenzbereich	13 - 64 U/L
Methode	<u>Photometrie</u> nach doppelter Immunhibition der Speichelamylase und nachfolgender Hydrolyse eines Maltoheptaosid.
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie</u> und <u>Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>