



Phagozytose-Test

Granulozyten, Monozyten

Material

Heparin-Blut, 2 mL (MV), nicht kühlen!

Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Granulozyten und Monozyten benötigt.

Referenzbereich

| | phagozytierend | MFI/Zelle |
|--------------|----------------|---------------|
| Granulozyten | > 70 % | 1.000 - 9.000 |
| Monozyten | > 70 % | 700 - 7.000 |

Methode

FC

Gemessen wird die Phagozytoseaktivität von Granulozyten und Monozyten

Qualitätskontrolle

intern

Anforderungsschein

Download und Analysenposition

Auskünfte

Zelluläre Immunologie / Immungenetik

Analysenkosten

EBM, GOÄ