



Porphyrindifferenzierung

Testparameter Porphyrindifferenzierung (Urin)
Porphyrindifferenzierung (Stuhl)

Material Urin, 20 mL aus 24-Std.-Sammelurin oder Spontanurin, lichtgeschützt. Urinvolumen bitte angeben.
Stuhl, 5 g, lichtgeschützt.

Referenzbereich	Urin	[µg/24 Std.]	[µg/g Kreatinin]
	Uroporphyrin	< 27	< 33
	Heptacarboxyporphyrin	< 8	< 10
	Hexacarboxyporphyrin	< 6	
	Pentacarboxyporphyrin	< 4	
	Koproporphyrin	< 100	< 120
	Stuhl	[µg/g]	
	Uroporphyrin	< 6	
	Heptacarboxyporphyrin	< 2	
	Hexacarboxyporphyrin	< 1	
	Isokoproporphyrin	nicht nachweisbar	
	Pentacarboxyporphyrin	< 3	
	Protoporphyrin	< 80	
	Koproporphyrin	< 24	

Methode HPLC

Qualitätskontrolle Zertifikat

Anforderungsschein Download und Analysenposition
Download

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie

Analysenkosten EBM, GOÄ