



## Proinsulin, intakt

<b>Material</b>	<u>Serum</u> , 1 <u>mL</u> , <u>gekühlt</u> (4 - 8 °C) maximal 24 Std. darüber hinaus <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
<b><u>Referenzbereich</u></b>	< 5,12 pmol/L (nüchtern)
<b>Methode</b>	<u>Elisa</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
<b>Analysenkosten</b>	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>