




Propafenon

Präanalytik	Blutentnahme am Ende eines Dosierungsintervalls
Material	<u>Serum</u> , 1 mL, <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
Therap. Bereich	100 - 1.000 ng/mL
Tox. Bereich	> 1.500 ng/mL 
Methode	<u>HPLC</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>
Stoffgruppe	Antiarrhythmika
Handelsnamen	<ul style="list-style-type: none">▶ Propafenon▶ Rytmonorm