



Proteinase 3-Autoantikörper

Vielfach unzutreffend als PR3-ANCA bezeichnet

Material	Serum , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	< 20 U/mL Grauzone 20 - 31
Methode	Capture-Elisa
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Systemische Vaskulitiden</u>▶ <u>Autoantikörper (Übersicht)</u>▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Kollagenosen, Arthritis, Vaskulitis</u> (Laborinformation 2004)
Anforderungsschein	<u>Download und Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Immunpathologie</u>
Analysenkosten	EBM, GOÄ