



Pyruvatkinase

Testparameter	Bestimmung in <u>Erythrozyten</u>
Material	<u>EDTA-Blut</u> oder <u>Heparin-Blut</u> , 2,0 mL
Referenzbereich	2,1 - 6,9 U/g Hb
Methode	<u>PHOT</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Siehe auch	<u>Erythrozyten-Enzyme</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>