



Neuronales saures Calcium-bindendes Protein S-100B

Akronym	S-100B
Testparameter	S-100 (Serum) S-100 (Liquor)
Material	<u>Serum</u> , 1 mL, tiefgefroren (-20 °C) <u>Liquor</u> , 1 mL, tiefgefroren (-20 °C)

Referenzbereich	[µg/L]
Serum	< 0,15
Liquor	< 2,70

Methode	<u>CMIA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>