



## Salmonella Enteritidis/Typhimurium-Antikörper

<b>Material</b>	<u>Serum, 1 mL</u>
<b>Referenzbereich</b>	negativ
<b>Methode</b>	<u>Elisa</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Meldepflicht</b>	<u>Namentlich meldepflichtiger Krankheitserreger</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Infektionsimmunologie</u>
<b>Analysenkosten</b>	<u>EBM, GOÄ</u>

**Indikationen** Reaktive Arthritis

**Diagnostik** **bakteriologisch:** Kulturelle Anzucht des Erregers aus Stuhl (Dauer 24 - 48 Stunden)

**serologisch:** Nachweis von Salmonella enteritidis-Antikörpern bei V. a. Folgeerkrankungen wie reaktive Arthritis. Die Antikörperdiagnostik ist nicht zum Ausschluss einer frischen Infektion geeignet.

H.-P. Seelig