



SS-A/Ro-Autoantikörper

Testparameter	anti-Ro p52 (52-kDa Ro) anti-Ro p60 (60-kDa Ro)
Material	Serum , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	SS-A/Ro < 50 U/mL Grauzone 50 - 75 Rop52: < 50 U/mL Grauzone 50 - 75 Rop60: < 50 U/mL Grauzone 50 - 75 Es werden grundsätzlich simultan Antikörper gegen Ro p52 und RO p60. ▶ Liegen in beiden Fällen die Resultate unterhalb des Referenzbereiches, erfolgt auf dem Befund keine Angabe der Subspezifität der Antikörper. In diesem Fall wird nur eine Untersuchung liquidiert. ▶ Liegen einer oder beide Parameter oberhalb des Referenzbereiches werden die Werte für beide Subspezifitäten angegeben.
Methode	<u>Elisa</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	▶ <u>Autoantikörper (Übersicht)</u> ▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Kollagenosen, Arthritis, Vaskulitis (Laborinformation 2004)</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Immunpathologie</u>
Analysenkosten	EBM, GOÄ