



T-Helferzellen-Differenzierung

Testparameter	TH1/TH2-Zellen
Material	<u>Heparin-Blut</u> , 2,7 <u>mL</u> (Blutbildröhrchen), nicht kühlen! Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt.
<u>Referenzbereich</u>	
Methode	<u>FC</u> , LMS
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Zelluläre Immunologie / Immungenetik</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>