



TB-EliSpot

Material	<u>Heparin-Blut</u> , 10 mL, nicht kühlen! Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme (Montag bis Donnerstag) im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt.
Methode	EliSpot-Assay
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Tuberkulose-Tests</u>▶ <u>TB-EliSpot - Mendel-Mantoux-Test aus der Retorte</u> (Laborinformationen 2005)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Zelluläre Immunologie / Immungenetik</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>