



U1-70K-Autoantikörper

Material	Serum , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	< 50 U/mL Grauzone 50 - 75
Methode	Elisa
Qualitätskontrolle	Zertifikat
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Rheuma - Kollagenosen</u>▶ <u>Mischkollagenose</u>, <u>Lupus erythematodes</u>, <u>systemischer</u>▶ <u>ENA-Suchtest</u>▶ <u>Autoantikörper</u> (Übersicht)▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Kollagenosen, Arthritis, Vaskulitis</u> (Laborinformation 2004)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Immunpathologie</u>
Analysenkosten	EBM, GOÄ

