



Blutsenkung

Akronym	BSR, BSG, BKS
Präanalytik	Die Blutsenkung soll innerhalb von 6 Stunden nach der Blutentnahme angesetzt werden.
Material	<u>EDTA-Blut</u> , 2,7 <u>mL</u> (Blutbildröhrchen)
Referenzbereich	< 10 mm/Std. Männer < 15 mm/Std. Frauen
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>