



C-Reaktives Protein (supersensitiv)

Material Serum oder Heparin-Plasma, 1 mL

Referenzbereich

[mg/L]	Risiko *
< 1,0	gering
1,0 - 3,0	erhöht
> 3,0	deutlich erhöht
> 5,0	V. a. Infektion bzw. Entzündung

* Das hier angegebene Risiko bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft an Schlaganfällen, Myokardinfarkten und schweren peripheren Gefäßleiden zu erkranken.

Methode TRACE

Qualitätskontrolle intern

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Endokrinologie / RIA-Labor

Analysenkosten EBM, GOÄ