



Interleukin 2

Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-Plasma</u> , <u>Citrat-Plasma</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 <u>mL</u> , <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
Referenzbereich	< 31,2 pg/mL
Methode	<u>Elisa</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>