



Interleukin 8

Material	<u>Serum</u> oder <u>EDTA-Plasma</u> , 1 mL, <u>gekühlt</u> (4 - 8 °C) oder <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
Referenzbereich	< 62 pg/mL
Methode	<u>CMIA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>