



Kasein

Testparameter	anti-Kasein-IgG
Material	<u>Serum</u> , 1 <u>mL</u>
Referenzbereich	< 50 mg/L
Methode	ImmunoCAP
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Siehe auch	<u>Antikörper bei exogen-allergischer Alveolitis</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>