



Komplement, Nebenschlussaktivität

Akronym	AP50
Material	<u>Serum</u> , 1 mL, <u>tiefgefroren</u> (-20 °C) Bitte kein EDTA-oder <u>Citrat-Plasma</u> einsenden! Präanalytik beachten.
Referenzbereich	80 - 120 %
Methode	<u>CDC</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Immunpathologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>