



Koproporphyrin-Isomere

Testparameter Koproporphyrin-Isomere (Urin)
Koproporphyrin-Isomere (Stuhl)

Material Urin, 10 mL aus 24-Std.-Sammelurin. Urinvolumen bitte angeben.
Stuhl, 5 g

Referenzbereich

	Isomer I [%]	Isomer III [%]
Urin	17 - 31	69 - 83
Stuhl	65 - 75	25 - 35

Methode HPLC

Qualitätskontrolle Zertifikat

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie

Analysenkosten EBM, GOÄ