



Makro-Lactat-Dehydrogenase

Die Untersuchung wird nur nach telefonischer Rücksprache mit dem Laborleiter durchgeführt.

Material [Serum](#), [2 mL](#)

Referenzbereich nicht nachweisbar

Methode FPLC (Gelpermeation) und Bestimmung der Enzymaktivität in den eluierten Fraktionen im Vergleich zu einer Makro-Lactat-Dehydrogenase-freien Kontrolle mit erhöhter Enzymaktivität.

Qualitätskontrolle [intern](#)

Anforderungsschein [Download](#)

Auskünfte [Immunchemie](#)

Analysenkosten [EBM](#), [GOÄ](#)