



Natrium

Testparameter Natrium (Serum)

Natrium (Urin)

Material

Serum, 1 mL. Bitte keine Na-EDTA- oder Na-Heparinat-Röhrchen!

Urin, 10 mL aus 24-Std.-Sammelurin. Urinvolumen bitte angeben.

Referenzbereich

Serum			
normal	136 - 145	mmol/L	
☎ pathologisch	< 120	mmol/L	
☎ pathologisch	> 160	mmol/L	
Urin			
	3 - 6	g/24 Std.	

Methode ISE

Qualitätskontrolle Zertifikat Serum Zertifikat Urin

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie

Analysenkosten EBM, GOÄ