



Neopterin

| | |
|---------------------------|---|
| Testparameter | Neopterin (Serum) Neopterin (Urin) |
| Material | Serum , 1 mL, lichtgeschützt Urin , 20 mL aus <u>24-Std.-Sammelurin</u> , lichtgeschützt. Urinvolumen bitte angeben. |
| Referenzbereich | Serum < 10 nmol/L Urin < 2.000 nmol/g Kreatinin |
| Methode | HPLC |
| Störfaktoren | Lipämie |
| Qualitätskontrolle | <u>intern</u> |
| Anforderungsschein | <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> |
| Auskünfte | <u>Klinische Chemie und Toxikologie</u> |
| Analysenkosten | <u>EBM</u> , <u>GOÄ</u> |
| Erhöhte Werte | Autoaggressionserkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis), bakterielle Erkrankungen (besonders Tuberkulose und Lepra), erworbenes Immundefizienz-Syndrom (AIDS), generalisiertes Lymphadenopathie-Syndrom (LAS), Graft-versus-host-Reaktion, Protozoen-Infektionen (Malaria), Schwangerschaft (ab 20. Woche), Transplantatabstoßung, verschiedene maligne Erkrankungen (z. B. hämatopoetische Erkrankungen, Keimzelltumoren, neurogene Tumoren), seltener bei Tumoren des Urogenitaltrakts, Pankreas, Gallenblase, gastrointestinale Tumoren, Mamma-, Bronchial-Karzinom, Virusinfekte. |