



Pankreas-Elastase 1

Material Stuhl, 5 g

Referenzbereich

	[μg/g]
normal	200 - > 500
leichte/mittlere Pankreasinsuffizienz	100 - 200
schwere Pankreasinsuffizienz	< 100

Referenzbereiche gelten für geformten Stuhl.

Bei pathologischen Ergebnissen aus breiigen oder wässrigen Proben wird eine Kontrolle aus geformter Stuhlprobe empfohlen.

Methode Elisa

Qualitätskontrolle intern

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie

Analysenkosten EBM, GOÄ