



## Parathormon

<b>Akronym</b>	PTH
<b>Synonyma</b>	Parathyrin
<b>Testparameter</b>	PTH (intakt)
<b>Material</b>	<u>EDTA-Plasma</u> , 1 mL, gekühlt (4 - 8 °C) bis 24 Stunden, danach tiefrieren (-20 °C) <u>Serum</u> , 1 mL, tiefgefroren (-20 °C)
<b>Referenzbereich</b>	1,4 - 5,6 pmol /L
<b>Methode</b>	<u>CMIA</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
<b>Analysenkosten</b>	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>