



Porphobilinogen-Desaminase

Material	Heparin-Blut, 2 mL
Referenzbereich	13,3 - 24,7 nmol/L/s 6,7 - 12,4 nmol/L/s 50% der Aktivität bei Akute intermittierende Porphyrie
Methode	PHOT
Qualitätskontrolle	intern
Siehe auch	Porphyrine , Porphyrie-Diagnostik
Anforderungsschein	Download und Analysenposition Download
Auskünfte	Klinische Chemie und Toxikologie
Analysenkosten	EBM , GOÄ