



Porphobilinogen

Material	Urin , 20 mL aus 24-Std.-Sammelurin oder Spontanurin, lichtgeschützt. Urinvolumen bitte angeben.
Referenzbereich	< 7,5 $\mu\text{mol}/24$ Std. < 12,3 $\mu\text{mol}/\text{g}$ Kreatinin
Methode	ITC
Qualitätskontrolle	Zertifikat
Siehe auch	Porphyrine , Porphyrurie-Diagnostik
Anforderungsschein	Download und Analysenposition Download
Auskünfte	Klinische Chemie und Toxikologie
Analysenkosten	EBM , GOÄ