



## Porphyrine, gesamt

<b>Testparameter</b>	<u>Porphyrine (Urin)</u> <u>Porphyrine (Stuhl)</u>
<b>Material</b>	<u>Urin</u> , 20 mL aus <u>24-Std.-Sammelurin</u> oder Spontanurin, lichtgeschützt. Urinvolumen bitte angeben. <u>Stuhl</u> , 5 g, lichtgeschützt.
<b>Referenzbereich</b>	<b>Urin</b> < 145 µg/24 Std. < 174 µg/g Kreatinin <b>Stuhl</b> 12 - 85 µg/g
<b>Methode</b>	<u>PHOT</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> <u>Download</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
<b>Analysenkosten</b>	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>