



Pregnancy Associated Plasma Protein A

Akronym	PAPP-A
Weiterleitung	Der Test wird zurzeit in unserem Labor nicht durchgeführt. Die Untersuchung wird an das Labor Enders & Partner in Stuttgart (www.labor-enders.de) weitergeleitet.
Material	<u>Serum</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL, <u>tiefgefroren</u> (-20°C) Kein <u>EDTA-Plasma</u> einsenden!
Siehe auch	<u>Double-Test</u> <u>Down Syndrom - Trisomie 21</u> (Patienteninformationen 2004)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u> , <u>Molekulare Humangenetik</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>