



Renin

Material EDTA-Plasma, 2 mL, tiefgefroren (-20 °C)

Referenzbereich

	[pg/mL]
nach mindestens 1 Stunde Bettruhe	< 20,2
nach mindestens 1 Stunde Stehen	< 59,4

Methode IRMA

Qualitätskontrolle Zertifikat

Funktionstests

- ▶ Furosemidtest
- ▶ Captopril-Test
- ▶ Aldosteron-Suppressionstest (NaCl-Belastungstest)
- ▶ Orthostase-Test

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Endokrinologie / RIA-Labor

Analysenkosten EBM, GOÄ