



Respiratory Syncytial-Virus-Antikörper

Akronym	RSV
Serum	anti-RSV-IgG anti-RSV-IgA
Material	<u>Serum</u> , 1 <u>mL</u>

Referenzbereich	Grauzone	
anti-RSV-IgG	< 10 U/mL	10 - 15
anti-RSV-IgA	< 8 U/mL	8 - 12

Methode	<u>Elisa</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Infektionsimmunologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>