



## Schimmelpilze

<b>Testparameter</b>	Schimmelpilzmischung 1-IgG Schimmelpilzmischung 2-IgG
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , 1 <u>mL</u>
<b>Referenzbereich</b>	< 30 mg/L Schimmelpilzmischung 1 < 20 mg/L Schimmelpilzmischung 2
<b>Methode</b>	ImmunoCAP
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b>Siehe auch</b>	<u>Antikörper bei exogen-allergischer Alveolitis</u>
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Infektionsimmunologie</u>
<b>Analysenkosten</b>	<u>EBM</u> , <u>GOÄ</u>