




Sertralin



| | |
|---------------------------|---|
| Präanalytik | Blutentnahme am Ende eines Dosierungsintervalls |
| Material | <u>Serum</u> , 2 mL |
| Therap. Bereich | 20 - 250 ng/mL |
| Tox. Bereich | > 250 ng/mL  |
| Methode | <u>HPLC</u> |
| Qualitätskontrolle | <u>intern</u> |
| Anforderungsschein | <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> |
| Auskünfte | <u>Klinische Chemie und Toxikologie</u> |
| Analysenkosten | <u>EBM</u> , <u>GOÄ</u> |
| Stoffgruppe | Antidepressiva, Psychopharmaka |
| Handelsnamen | <ul style="list-style-type: none">▶ Sertralin▶ Sertralon▶ Sertra TAD▶ Zoloft |