



Thrombin-Antithrombin III-Komplex

Akronym	TAT
Material	<u>Citrat-Plasma, 2 mL, tiefgefroren (-20 °C)</u>
Referenzbereich	1 - 4 $\mu\text{g/L}$
Methode	<u>Elisa</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Analysenkosten	<u>EBM, GOÄ</u>